

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号： 国械注进20162583061

注册人名称	Panasonic Healthcare Co., Ltd
注册人住所	2131-1, Minamigata, Toon, Ehime 791-0395, Japan
生产地址	日本群馬県邑樂郡大泉町坂田一丁目1番1号
代理人名称	松下健康医疗器械(上海)有限公司
代理人住所	中国(上海)自由贸易试验区华京路8号829室
产品名称	医用低温箱 Medical freezer
型号、规格	见附页
结构及组成	该产品由低温箱箱体、压缩机、仪表控制系统组成。所有型号的压缩机均为驱动压缩式封闭电动机。详见附页。
适用范围	该产品为实验室设备,适用于实验室内相关物品的低温冷冻、冷藏及存储。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	

审批部门： 国家食品药品监督管理总局

批准日期： 二〇一六年十月十日
有效期至： 二〇二二年九月九日





附页

序号	型号	输入功率(W)	冷却温度范围(°C)	储存温度(°C)	有效容积(L)	外观尺寸 W×D×H (mm)	重量(kg)	噪声(dB)	最大压力(Mp)	降温时间(h)	波动值(°C)	温度均匀度(°C)	压缩机
1	MDF-1156	1550	-125至-150	-152箱体中心温度	128	1400×800×945	265	52	2.8	≤16	≤6	5	驱动压缩式封闭电动机
2	MDF-193	320	-50至-86	-86箱体中心温度	86	750×700×945	103	46	3.2	≤3	≤3	5	驱动压缩式封闭电动机
3	MDF-C2156VAN	1550	-125至-150	-150箱体中心温度	231	1730×765×1010	318	51	3.08	≤3.5	≤6	5	驱动压缩式封闭电动机
4	MDF-C8V1	310	-50至-86	-80	84	550×685×945	67	47	3.5	≤3.5	≤3	5	驱动压缩式封闭电动机
5	MDF-U3386S	640	-50至-86	-86箱体中心温度	333	750×875×1850	255	49	1.9	≤3	≤3	5	驱动压缩式封闭电动机
6	MDF-U33V	640	-50至-86	-86箱体中心温度	333	670×867×1860	255	49	1.9	≤3	≤3	5	驱动压缩式封闭电动机
7	MDF-U500VX	1140	-50至-86	-80箱体中心温度	519	770×870×1990	320	53	2.92	≤3	≤3	5	驱动压缩式封闭电动机



8	MDF-U5386S	1020	-50 至-86	-86 箱体 中心温度	483	890×867×1990	305	49	2.6	≤3	≤3	5	驱动压缩 式封闭电 动机
9	MDF-U53V	1020	-50 至-86	-86 箱体 中心温度	519	770×875×1990	299	49	2.6	≤3	≤3	5	驱动压缩 式封闭电 动机
10	MDF-U5412	240	-25至-35	-35	482	804×772×1802	134	42	1.8	≤2.5	≤3	3	驱动压缩 式封闭电 动机
11	MDF-U54V	1020	-50 至-86	-86 箱体 中心温度	519	770×870×1990	296	51	2.6	≤3	≤3	5	驱动压缩 式封闭电 动机
12	MDF-U700VX	1050	-50 至-86	-80 箱体 中心温度	728	1010×875×2010	349	49	2.68	≤3	≤3	5	驱动压缩 式封闭电 动机
13	MDF-U74V	1050	-50 至-86	-86 箱体 中心温度	728	1010×870×2010	346	51	2.68	≤3	≤3	5	驱动压缩 式封闭电 动机